

**MASCHERA NASALE A CUSCINETTI
PILAIRO Q™ VENTILATA PER CPAP E
BiLEVEL (MISURA UNIVERSALE)
COMPLETA DI DUE DIVERSE FASCE
NUCALI INTERCAMBIABILI: UNA
REGOLABILE E UNA ELASTICA**



La maschera a cuscinetti nasali PILAIRO Q™ è progettata per garantire il massimo comfort del paziente senza rinunciare alle prestazioni.

L'innovativo cuscinetto AirPillow™ auto conformante e la scelta tra due diversi nicali garantiscono massima versatilità

Grazie al rivoluzionario cuscinetto AirPillow™ e al peso di soli 52 grammi, la maschera nasale a cuscinetti PILAIRO Q™ porta comfort, tenuta e facilità d'uso a livelli ottimali.

Cuscinetto Airpillow™

Morbido, confortevole ed efficace, è progettato per auto gonfiarsi con il flusso della CPAP e garantire una tenuta efficace e confortevole nel e attorno al naso.

Gonfiandosi alleggerisce il peso della maschera che rimane "in sospensione" e può muoversi e girare in qualsiasi direzione garantendo un comfort ottimale senza compromettere l'aderenza del cuscinetto stesso.

Il cuscinetto in silicone Airpillow™ a misura universale ha uno spessore variabile (tecnologia VTS™) per alleggerire la pressione dello stesso nei punti di maggior contatto con il naso.

Due diverse fasce nicali intercambiabili:

Fascia Nucale Stretchwise™

Realizzata in soffice fibra elasticizzata priva di lattice, grazie alle proprietà elastiche del materiale utilizzato, la fascia nucale Stretchwise™ si auto-adatta a chi la indossa senza la necessità di complicate regolazioni manuali.

OPPURE

Fascia Nucale Regolabile

A regolazione manuale per garantire una stabilità e una versatilità ancora maggiori

Nuovo Diffusore d'aria con filtro "Q cover"

Ancora più silenziosa della versione precedente, realizzato per garantire che il flusso in uscita sia indirizzato lontano dal paziente e da chi dorme vicino, per un sonno silenzioso e tranquillo.

Tubo flessibile

Il tubo di erogazione è leggero, flessibile e progettato per ridurre al minimo la pressione e la trazione esercitate dalla maschera sul viso.

La giuntura a sfera garantisce una maggiore flessibilità nel movimento e nel posizionamento del tubo.

Contenuto della confezione:

Maschera nasale a cuscinetti nasali PILAIRO Q™

Cuscinetto in silicone AirPillow™ - misura universale

Due diverse fasce nicali intercambiabili: Fascia Nucale Stretchwise™ e Fascia Nucale Regolabile

Semplice Guida per indossare la maschera

Manuale d'uso multilingua

Caratteristiche della maschera:

- Spazio morto: 67cc