

MASCHERA ORONASALE AIRFIT F30



La maschera AirFit™ F30 è una maschera oro-nasale per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO² incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa e con tutti i tipi di ventilatori presso-volumetrici configurati per la ventilazione a perdite.

La maschera AirFit™ F30 e la cuffia reggimaschera sono interamente costituiti da materiali leggeri e morbidi. E' composta da cuscinetto in silicone, scocca comprensiva di connettore con fori di esalazione della CO² e cuffia reggimaschera in fibra sintetica Elastan e schiuma di poliuretano. Dotata di clips magnetiche a sgancio/riaggancio rapido.

La maschera non contiene latex, PVC e ftalati come DEHP, DBP e BBP in nessuno dei componenti.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione terapeutica (cmH₂O): 3 - 30

Resistenza (con valvola anti-asfissia chiusa all'atmosfera): caduta di pressione misurata nominale a 50 L/min.

0,3 cmH₂O - a 100 L/min. 0,7 cmH₂O

Resistenza inspiratoria ed espiratoria (con valvola anti-asfissia aperta all'atmosfera): inspirazione a 50 L/min = 0,6 cmH₂O - espirazione a 50 L/min = 0,8 cmH₂O

Pressione con la valvola anti asfissia aperta all'atmosfera: ≤ 3 cmH₂O

Pressione con la valvola anti asfissia chiusa all'atmosfera: ≤ 3 cmH₂O

Emissioni acustiche: numero binario emissioni acustiche dichiarate secondo le norme ISO4871 e ISO3744.

I livelli di potenza e pressione acustiche della maschera, secondo la ponderazione A alla distanza di 1 mt e con un margine d'ncertezza di 3dBA, sono mostrati in tabella.

Livello di potenza (con gomito QuietAir): 21dBA Livello di pressione (con gomito QuietAir): 14dBA

Temperatura di esercizio: da 5°C a 40°C

Umidità di esercizio: da 15 a 95% non condensante

Temperatura di stoccaggio e trasporto: da -20°C a +60°C

Umidità di stoccaggio e trasporto: fino al 95% non condensante

Dimensioni lorde: maschera completamente assemblata 110 mm (A) x 116 mm (L) x 102 mm (P).

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.