

## GECKO NASAL PAD RESMED



### DESCRIZIONE

---

Pad nasale realizzato in materiale atossico, utilizzabile con maschere nasali ed oro-nasali.

Previene e riduce sensibilmente la comparsa di lesioni della cute sul ponte nasale e sul viso, dovute ad un uso intensivo della maschera.

Aumenta il comfort durante l'utilizzo della maschera.

Migliora la tenuta della maschera riducendo eventuali perdite.

Il Gecko Nasal Pad é realizzato in materiale atossico, in gel composito USP a base di olii minerali. Non contiene silicone ed è latex free.

Disponibile in due misure: small e large.

**Il Gecko non contiene silicone, latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.**

Il Gecko può essere utilizzato con tutte le maschere nasali ed oro-nasali in commercio.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.

Si consiglia di sostituirlo ogni 30 giorni o dopo segnali di usura.