

CAVO ACCENDISIGARI DC PER AUTO PER PIATTAFORMA DREAMSTATION



DESCRIZIONE

Cavo DC schermato per dispositivi CPAP Philips Respironics modello DreamStation.

Il cavo permette di alimentare la CPAP tramite una presa di corrente DC come l'accendisigari da **12 V** dell'auto.

La confezione include solo il Cavo DC.

Il cavo permette di alimentare anche l'**umidificatore riscaldato** e il **circuito riscaldato**, ma il consumo aumenta discretamente, se entrambe le parti sono collegate.

Dispositivi compatibili (modello o numero REF):

- CPAP DreamStation
- CPAP DreamStation Pro
- Auto CPAP DreamStation Auto
- BiPAP DreamStation Pro
- Auto BiPAP DreamStation Auto
- GBX400S15
- GBX500S15

Nota: questo cavo è compatibile solo con i dispositivi elencati e NON funziona con nessun altro dispositivo.

SPECIFICHE PRODOTTO

- Peso: 294,83 g
- Lunghezza: 1,93 mt
- Lunghezza (senza connettori): 1,83 mt
- Fusibile: 8 A

Nota: il cavo DC è studiato appositamente per far saltare il fusibile in caso si verificano problemi di tensione, così da non danneggiare la CPAP.