

UMIDIFICATORE PHILIPS DREAMSTATION GO



DESCRIZIONE

La confezione include l'umidificatore riscaldato per il dispositivo DreamStation Go di Philips Respironics.

L'umidificatore si integra con il dispositivo per poter fornire un comfort ottimale durante l'esecuzione della terapia, umidificando e riscaldando l'aria per renderla simile al flusso che circola naturalmente all'interno del corpo.

Una volta collegato l'umidificatore, è possibile selezionare il livello del riscaldamento manualmente oppure affidarsi alla funzione "adattiva", che permette al dispositivo di impostarsi autonomamente.

Per un comfort aggiuntivo, è possibile collegare all'umidificatore il circuito riscaldato OPZIONALE e non incluso nella confezione.

CARATTERISTICHE

- Umidificazione adattiva
- Riscaldamento adattivo
- Tecnologia Dry Box
- Circuito riscaldato opzionale
- Compatibile con tutti i circuiti non riscaldati

QUESTO PRODOTTO INCLUDE

- Umidificatore riscaldato
- Vaschetta dell'acqua