

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEDA TECNICA

CODICE:

- 1146072
- 1146073
- 1142832

Rev 00**Data: 01/02/2022**

Nome prodotto	Camera di umidificazione per dispositivi DreamStation 2
Immagine	 <p>Camera di Umidificazione DS 2 senza coperchio</p> <p>1146072</p>
	 <p>Camera di umidificazione DS2 con coperchio</p> <p>1142832</p>
	 <p>Solo Coperchio</p> <p>1146073</p>

Dettaglio codici	Camera di Umidificazione DS 2 senza coperchio	1146072
	Solo Coperchio	1146073
	Camera di umidificazione DS2 con coperchio	1142832

.....

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEDA TECNICA

CODICE:

- 1146072
- 1146073
- 1142832

Rev 00**Data: 01/02/2022**

Fabbricante	Respironics INC.	Paese di origine	USA
Mandatario in EU	Respironics Deutschland		

DATI TECNICI

Tipo di prodotto	Camera di umidificazione per dispositivo DreamStation 2
Descrizione e indicazione di utilizzo:	Materiale di replacement per manutenzione ordinaria ventilatore Camera di umidificazione sostituirla annualmente
Tecniche di lavorazione:	INIEZIONE/STAMPAGGIO
Caratteristiche materiali:	PVC Raccordi di connessione in silicone Guarnizione di tenuta in silicone Latex free
Confezionamento:	Singolo
Modalità di utilizzo e pulizia:	Camera di Umidificazione, guarnizione e coperchio <ul style="list-style-type: none">• Pulizia quotidiana con acqua e detersivo neutro.• Lavabile Lavastoviglie.
Produttore	RESPIRONICS INC.
Paese di origine	USA
Smaltimento	Smaltire i componenti danneggiati o rotti in conformità alle leggi locali
Avvertenze e Controindicazioni	Leggere il manuale d'utilizzo del Dispositivo Medico su cui è utilizzato

ATTENZIONE

Gli articoli descritti in questa Scheda Tecnica non sono classificati Dispositivi Medici dal fabbricante. Pertanto, non può essergli attribuito né un codice CND né un codice RDM.